




Manual de uso
**PRESENTACIÓN DE
LOS INFORMES**



1. PRIMEROS PASOS

Para acceder a la presentación de un informe, nos dirigiremos al apartado **Informes & Presentaciones** del menú principal.





2. SELECCIÓN DEL INFORME

En esta sección, necesitaremos **seleccionar** qué informe vamos a querer presentar.

Una vez seleccionado, presionaremos **Presentar informe**.

MEDIC INFORMES 09:55 8/7/16 Duration: 00:00:00.0

Panel de Control
Cambiar Medio Imprimir Informes Generar Video

DIAPOSITIVAS

Gestión de Informes

Informe	Usuario	Con Video	Duración	Fecha
Medical Action	Usuario	Con Video	00:00:40.0	7/7/16 13:46:00
Medical Action	Usuario	Con Video	00:00:40.0	7/7/16 13:25:16
Pruebas	Jesus de Pablos	Con Video	00:00:10.0	30/6/16 12:53:01
Expediente / Paciente	Jesus de Pablos	Con Video	00:00:33.3	30/6/16 12:50:52
Expediente / Paciente	Jesus de Pablos	Con Video	00:00:33.3	30/6/16 12:50:40

Nuevo Informe

Medical Action
Autor: Usuario

Este informe se ha generado automáticamente desde el Laboratorio.

Abrir Informe Modificar Duplicar

Presentar informe Media Tools

Copiar Informe En y Desde Eliminar

Introducir palabras de búsqueda ...

Editar Diapositivas Trazos y Efectos

Guardar Cambios



CONTROLES DE LA PRESENTACIÓN

A continuación conocerás los controles de la **interfaz** de la presentación de informes y su **función**:

REPRODUCIR / PAUSAR

Permite reproducir la presentación para que avance automáticamente.

ANTERIOR DIAPOSITIVA

Retrocede al principio de la diapositiva actual o a la anterior diapositiva.

SIGUIENTE DIAPOSITIVA

Avanza a la siguiente diapositiva del informe.

ZOOM

Permite aumentar el zoom del vídeo en la presentación.

VELOCIDAD DE VÍDEO

Establece la velocidad del vídeo de la presentación al 50%, 25% o 10%.

SALIR

Cierra la presentación del informe actual.



CONTROLES DE LA PRESENTACIÓN

CONMUTAR LIENZO

Permite activar o desactivar el lienzo para realizar dibujos durante la presentación.

LIMPIAR LIENZO

Borra todos los trazos realizados sobre el lienzo.

CAMBIAR GROSOR

Cambia el grosor del pincel usado para dibujar en el lienzo.

VÍDEO-CONTROLES

Muestra los controles del vídeo, teniendo más precisión sobre la reproducción de éste.

CAMBIAR COLOR

Cambia el color del pincel usado para dibujar en el lienzo.


DESHACER

Deshace el último trazo realizado en la pizarra.



3. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Ahora podremos visualizar la **presentación** del informe en nuestra pantalla, pausándola y modificando su **velocidad** de reproducción, y realizando **dibujos** e indicaciones durante su visionado.



The logo features the word "MED10" in a large, bold, black sans-serif font. The "10" is stylized, with the "1" being a solid vertical bar and the "0" being a blue square with a white outline. Below "MED10" is the text "VIDEOANALYSIS SOFTWARE" in a smaller, blue, all-caps sans-serif font, with a wide space between "VIDEOANALYSIS" and "SOFTWARE". The background is white with a dark blue diagonal shape on the right side.

MED10
VIDEOANALYSIS SOFTWARE